



➤➤ **RUSCH ブロンコパート**

付属品

- ・ サクションカテーテル2本
- ・ L字コネクター2本
- ・ Yコネクター



製品一覧

カタログNo.	サイズ	気管支ルーメン I.D. mm	ダブルルーメン O.D. mm	適合ファイバー O.D. mm	全長 mm	入数
116100-26R	26Fr.	3.40	9.3	3.0以下	280	1セット
116100-28R	28Fr.	3.71	10.0	3.3以下	280	1セット
116100-35R	35Fr.	4.26	12.5	4.0以下	300	1セット
116100-37R	37Fr.	4.52	13.2	4.2以下	310	1セット
116100-39R	39Fr.	4.76	13.9	4.5以下	330	1セット
116100-41R	41Fr.	5.04	14.6	4.7以下	340	1セット



左気管支用

付属品

- ・ サクションカテーテル2本
- ・ L字コネクター2本
- ・ Yコネクター



製品一覧

カタログNo.	サイズ	気管支ルーメン I.D. mm	ダブルルーメン O.D. mm	適合ファイバー O.D. mm	全長 mm	入数
116200-26R	26Fr.	3.40	9.3	3.0以下	280	1セット
116200-28R	28Fr.	3.71	10.0	3.3以下	280	1セット
116200-35R	35Fr.	4.26	12.5	4.0以下	310	1セット
116200-37R	37Fr.	4.52	13.2	4.2以下	320	1セット
116200-39R	39Fr.	4.76	13.9	4.5以下	340	1セット
116200-41R	41Fr.	5.04	14.6	4.7以下	350	1セット



右気管支用

販売名: RUSCH ブロンコパート
 認証番号: 225AIBZX00007000
 製造販売元: テレフレックスメディカルジャパン株式会社