


》》 RUSCH ウルトラトラキオフレックス

型式名: RUSCH ウルトラトラキオフレックス

製品一覧


カタログNo.	内径	外径	入数
120304-70R	7.0mm	10.4mm	5本/ケース
120304-80R	8.0mm	11.4mm	
120304-90R	9.0mm	12.4mm	
120304-100R	10.0mm	13.4mm	



型式名: RUSCH ウルトラトラキオフレックス
(カフ無し)

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	入数
120502-40R	4.0mm	6.0mm	5本/ケース
120502-50R	5.0mm	7.0mm	
120502-60R	6.0mm	8.4mm	
120502-70R	7.0mm	10.4mm	
120502-80R	8.0mm	11.4mm	



販売名: RUSCH トラキオフレックスセット
承認番号: 22200BZX00753000
製造販売元: テレフレックスメディカルジャパン株式会社

》》 RUSCH ラリンゴフレックス


型式名: RUSCH ラリンゴフレックス

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	入数
121181-70R	7.0mm	10.4mm	2本/ケース
121181-80R	8.0mm	11.4mm	
121181-90R	9.0mm	12.4mm	
121181-100R	10.0mm	13.4mm	
121181-110R	11.0mm	14.4mm	



販売名: RUSCH ラリンゴフレックス
承認番号: 22300BZX00182000
製造販売元: テレフレックスメディカルジャパン株式会社



RUSCH トラキオパート

付属品

- ・ L字コネクター2本





- ・ Yコネクター



- ・ ネックバンド



- ・ サクションカテーテル2本



左気管支用

製品一覧

カタログNo.	サイズ	気管支ルーメン I.D. mm	ダブルルーメン O.D. mm	適合ファイバー O.D. mm	h1	h2	D1	D2	全長 mm	入数
116400-75R	39Fr.	4.76	13.9	4.5以下	40 ± 2	20 ± 1	26	18	180	1セット
116400-85R	39Fr.	4.76	13.9	4.5以下	40 ± 2	20 ± 1	31 ± 4.6	18	190	1セット
116400-95R	39Fr.	4.76	13.9	4.5以下	40 ± 2	20 ± 1	31 ± 4.6	18	200	1セット

販売名: RUSCH トラキオパート
承認番号: 22100BZX00012000
製造販売元: テレフレックスメディカルジャパン株式会社