

## HugFit™ 付属パッドのご使用について

このたびはHugFit™をご購入いただき誠にありがとうございます。  
製品付属パッドの取り扱いにつきましては以下をご参照下さい



付属パッドは製品の外側にあるポケットへ、こちらの向きで入れてお使いください(ポケットにぴったり収まる形状です。)

### 付属パッド

カバー生地 : ポリエステル100%

中綿 : ポリウレタン 100%

- \* 裏表・左右の違いはございません。
- \* お洗濯時はネットに入れて下さい。

付属パッドの他、製品外側のポケットは患者様のお肌の状態に合わせてお好みのパッド(市販品)をお使いいただくことも可能です。