

TORAY

Innovation by Chemistry

Sensi-Touch[®] Exam NP Sterile

No Powder

センシタッチ・イグザムNP(滅菌済)

Sterile Latex, No-Powder Examination Gloves



Sensi-Touch[®] Exam NP Sterile

No Powder

左右兼用の手袋を1枚ずつ丁寧に包装し、放射線(γ線)滅菌した、ノーパウダータイプの天然ゴム製検査用手袋です。

- 手術以外の、清潔操作が必要な検診や触診に最適
- 表面の梨地加工による優れたグリップ性能
- 天然ゴム特有の心地よいフィット感で、繊細な作業にも対応
- 内面ポリマー加工によって、着脱が容易
- ピンホール検査は、手術用手袋と同等のAQL1.5で実施
- 手袋の十分な洗浄によって残留総タンパク量を50μg/グラム以下に低減(製造元データ)

サイズ表

カタログNo.	サイズ	カラーコード
8869AN	SS	オレンジ
8870AN	S	紫
8871AN	M	青
8872AN	L	グリーン

入り数:400枚(100枚/箱 4箱/ケース)



寸法表 【製品規格値】

(単位: mm)		SS	S	M	L
全長		240以上			
掌幅		75	85	95	106
厚み	指先	0.14以上			
	掌	0.12以上			

一般的名称:天然ゴム製検査・検診用手袋

販売名:検査用手袋 センシタッチ・イグザムNP(滅菌済)

クラス分類:一般医療機器

届出番号:13B1X00015000019

使用に際しては、添付文書をお読み下さい。

[製造販売元]

東レ・メディカル株式会社

〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル

札幌:〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)

仙台:〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3

東京:〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル

名古屋:〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173

大阪:〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)

広島:〒731-0124 広島市安佐南区大町東4-12-1(グリーンコート毘沙門)

九州:〒838-0138 福岡県小郡市寺福30-1

TEL.(011)251-2233

TEL.(022)772-5773

TEL.(03)5835-2762

TEL.(0568)21-5600

TEL.(06)6253-7002

TEL.(082)831-1182

TEL.(0942)73-3900

代理店