

センシタッチ・ニトリルNP (未滅菌)



- 天然ゴムタンパクを含まない、ニトリルゴム製の検査用手袋です。
- ノーパウダーで、院内環境に配慮しました。

No Natural Rubber

No Powder

Sensi-Touch[®]
NITRILE NP



医療用手袋のトータルサプライヤー 東レ・メディカルが
 新たにお届けする合成ゴム製検査用手袋、
 センシタッチ・ニトリル NP をご紹介します。

特長

- 天然ゴムタンパクが含まれていないため、ラテックスフリー環境に対応します。
- 院内環境汚染の原因となり得るパウダーを塗布していません。
- 指先滑り止め加工で、濡れた状態でも高いグリップ性を維持します。
- 内面塩素処理でゴムのべたつきを除去し、優れた装着感を提供します。
- ニトリルゴムは抗がん剤の浸透に対して天然ゴムと同等の高い耐性を持ちます。1)
- 水密性試験は、手術用手袋のJIS規格と同じAQL1.5で実施しています。



参考文献

1) Elizabeth R.G. and Don F.G.: An evaluation of nitrile gloves as an alternative to natural rubber latex for handling chemotherapeutic agents, J Oncol Pharm Practice, 4, 165-168 (1998)

ラテックスフリー

ラテックスアレルギーに罹患している、又は罹患している可能性を否定できない医療従事者や患者さんにとっては、天然ゴムに接触しない「ラテックスフリー」の環境を整えることが大切です。

サイズ表

カタログ No.	サイズ	カラーコード
8845N	SS	オレンジ ■
8846N	S	濃紺 ■
8847N	M	青 ■
8848N	L	グリーン ■

※サイズ：SS～L
 ※入り数：1,000枚（100枚x10箱）

販売名：検査用手袋 センシタッチ・ニトリルNP(未滅菌)
 一般医療機器 届出番号：13B1X00015000012

※使用に関しては、添付文書をお読み下さい。

製造販売元

代理店

東レ・メディカル株式会社

医療用具事業部門

札幌 〒060-0031 札幌市中央区北一条東 2-5-2 (札幌泉第2ビル) TEL：(011) 251-2233 (代)
 仙台 〒981-3121 仙台市泉区上谷町 1-5-3 TEL：(022) 772-5773 (代)
 東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田 2-5-12 (龍角散ビル) TEL：(03) 5835-2762 (代)
 名古屋 〒481-0031 愛知県西春日井郡西春町弥勒寺東 4-173 TEL：(0568) 21-5600 (代)
 大阪 〒541-0059 大阪市中央区博労町 4-2-15 (ヨドコウ第2ビル) TEL：(06) 6253-7003 (代)
 福岡 〒838-0138 福岡県小郡市寺福童 30-1 TEL：(0942) 73-3900 (代)