

# 検査用手袋

# トレフィット・ニトリルブルー(NP)



**TORAY**

東レ・メディカル株式会社

大事な誰かを守る  
あなたのその手を守りたい

# 検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー(NP)

守りたい人がいる、あなたに。  
あなたを守る、トレフィット・ニトリルブルー



■ アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とした検査・検診用の手袋です。

■ ラテックスアレルギーのリスクがなく、フィット感を重視しました。日常業務に使用しやすいロイヤルブルーカラー。

■ 入数を100枚入/箱とコンパクトにし、省スペースに貢献します。また、使用までの期間を短くすることで清潔にご使用いただけます。

■ ピンホール試験はAQL1.5。厳格なピンホール試験を採用し、医療従事者の皆さまの手を守ります。

## 製品基本情報

カタログNo.	サイズ	入数	小箱サイズ(mm)	小箱重量(g)	JANコード
NB210NSS	SS	100枚入/箱 (10箱×10/ケース)	210×110×55	316	4987356303459
NB211NS	S			336	4987356303466
NB212NM	M			356	4987356303473
NB213NL	L			376	4987356303480

### ●ASTM D6978(医療用手袋の化学療法薬剤の透過に対する抵抗性の基準)

ASTM Chemo 9 Drugs	最小浸透時間(分)	備考
Carmustine(BCNU),(カルムスチン) 3.3mg/ml(3,300ppm)	22.8	中程度の腫脹、わずかな劣化
Cisplatin,(シスプラチン) 1.0mg/ml(1,000ppm)	>240	わずかな腫脹、劣化なし
Cyclophosphamide(Cytoxan),(シクロホスファミド) 20mg/ml(20,000ppm)	>240	わずかな腫脹、劣化なし
Dacarbazine,(ダカルバジン) 10mg/ml(10,000ppm)	>240	わずかな腫脹、劣化なし
Doxorubicin Hydrochloride,(ドキシルビシン) 2.0mg/ml(20,000ppm)	>240	わずかな腫脹、劣化なし
Etoposide(エトポシド) 20mg/ml(20,000ppm)	>240	わずかな腫脹、わずかな劣化
Fluorouracil,(フルオロウラシル) 50mg/ml(50,000ppm)	>240	わずかな腫脹、劣化なし
Paclitaxel(Taxol),(パクリタキセル) 6.0mg/ml(6,000ppm)	>240	中程度の腫脹、わずかな劣化
Thiotepa(THT),(チオテパ) 10mg/ml(10,000ppm)	54.6	わずかな腫脹、劣化なし

\*ASTM D6978準拠の耐透過性試験は、第三者認定研究施設によって実施しました。

## スペック表

●厚さ 単位:mm 社内実測値

指先	掌部	カフ部
0.09	0.06	0.06

■主原料：アクリロニトリルブタジエンゴム

■水密性ピンホール試験：AQL 1.5

販売名：トレフィット・ニトリルブルー(NP)

一般医療機器(クラスI) 非天然ゴム製検査・検診用手袋

医療機器届出番号：13B1X00015000024



東レ・メディカル EGNT-2201-V1

[製造販売元]

東レ・メディカル株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目4番1号

札幌：〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)

TEL.(011)251-2233

仙台：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3

TEL.(022)772-5773

東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル

TEL.(03)5835-2762

名古屋：〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173

TEL.(0568)21-5600

大阪：〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)

TEL.(06)6253-7002

広島：〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)

TEL.(082)544-2761

九州：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル)

TEL.(092)477-3016

代理店