

**TORAY**

東レ・メディカル株式会社

管理医療機器 非天然ゴム製手術用手袋  
認証番号：304ADBZX00080000  
販売名：センシタッチ合成ゴム製手術用手袋  
タイプ名：センシタッチ・プロ・ハイブリッド・マイクロ

# SENSI-TOUCH® PRO HYBRID MICRO

NON-LATEX SURGICAL GLOVES

New brown non-Latex  
HYBRID glove

合成ゴム製手術用手袋

センシタッチ®・プロ・  
ハイブリッド・マイクロ

**Ansell**

# センシタッチ®・プロ・ハイブリッド・マイクロ

すべてのMedical Professionalへ

## 2種類の合成ゴム素材で、しなやかさとグリップ力、そして耐久性を追及した ハイブリッド・サージカルグローブ

### ラテックスフリー

やわらかさとグリップ力を提供するポリイソプレンと耐久性と耐薬品性を提供するポリクロロプレンを配合した合成ゴム製手術用手袋です。

### 次世代のハイブリッドテクノロジー

指先0.19mm(社内実測)であり、細やかな手技向けに繊細な指先感覚を実感できます。内側は摩擦を軽減する疎水面、親水性の潤滑剤コーティングでウエットな環境下でもストレスなく装着が可能です。**マイクロテクスチャー仕上げ**により装着のしやすさ、また、しっかりとしたグリップ感を兼ね備えています。

### やさしいブラウンカラー

やさしいブラウンカラーで手術用照明からの反射を軽減します。二重装着のインナーグローブとしてもご使用いただけます。

## HYBRID MICRO Technical Data

### ●サイズ表

サイズ	カタログNo.
5.5	SGS3355HM
6.0	SGS3360HM
6.5	SGS3365HM
7.0	SGS3370HM
7.5	SGS3375HM
8.0	SGS3380HM
8.5	SGS3385HM

### ●厚さ (単位: mm) \*実測値

指先	手のひら	カフ部
0.19	0.15	0.13

### ●Specification

主 原 料	
合成ゴム(ポリクロロプレン・ポリイソプレン)	
色	カフ形状
ブラウン	ビード付きカフ



Ansell, Sensi-Touch®は、Ansell Limitedが所有する登録商標です。 [SG-2312-V1]

### [製造販売元]

### 東レ・メディカル株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目4番1号

札幌: 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)

仙台: 〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3

東京: 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 龍角散ビル

名古屋: 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173

大阪: 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)

広島: 〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)

九州: 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル)

TEL.(011)251-2233

TEL.(022)772-5773

TEL.(03)5835-2762

TEL.(0568)21-5600

TEL.(06)6253-7002

TEL.(082)544-2761

TEL.(092)477-3016

### 代理店