



Microcatheter

Estream[®]
T3
type-IGT

Microcatheter

Estream[®] T3 type-IGT

先端形状IGTタイプ×コーティング性能の向上で
より高いパフォーマンスを発揮します。



カテーテルの 特長



従来からのトルク性能に
加え、親水性コーティングの
耐久性・滑り性を向上。(当社従来品比)



より高い血管選択性と
末梢到達性の実現を
サポート。



製品/原寸大



IGTタイプ

同梱品 コネクタアタッチメントHL1

フローレート



※社内試験
インジェクター：マークVプロピス(日本ドラッド製)
造影剤：イオパミドール300, 370(37°C)
造影剤注入圧：600, 800, 1000psi
設定流量：5mL/sec(20mL)

製品ラインナップ

カタログNo.	先端形状	カテーテル外径 先端/手元	有効長	適合GW径	適応親カテーテル 内径	JANコード
EST105T3-IGT	IGT タイプ	0.68/0.95mm (2.0/2.85Fr)	105cm	0.46mm (0.018inch)	0.97mm (0.042inch)	4560249952509
EST130T3-IGT			130cm			4560249952516
EST150T3-IGT			150cm			4560249952523

- 販売名:HLマイクロカテーテル3
 - 医療機器承認番号:30400BZX00041000
 - 特定保険医療材料機能区分:血管造影用マイクロカテーテル
オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型 ブレードあり
- ご使用前に添付文書を必ずお読みください。

販売元 東レ・メディカル株式会社

札幌：〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌第2ビル) TEL:011-251-2233
 仙台：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL:022-772-5773
 東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL:03-5853-2762
 名古屋：〒481-0031 北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL:0568-21-5600
 大阪：〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL:06-6253-7002
 中四国：〒730-0021 広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル) TEL:082-544-2761
 九州：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル) TEL:092-477-3016

製造販売業者 株式会社ハイレックスコーポレーション

〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-12-28

COPYRIGHT ©2023 Toray Medical Company Limited
 「Estream」は東レ・メディカル株式会社の登録商標です。

代理店