

# Estream

マイクロカテーテル  
エストリーム® 1.7VA


## 1.7VA

Versatile Ability

### [カテーテル特長]

- 先端チップ部のテーパ加工により蛇行血管通過時の引っ掛かりを軽減。
- 最小内径0.019inchを確保していますので、併用可能なガイドワイヤーや塞栓物質の選択肢が広がります。

### [外観図]



### 参考値：流量データ(単位 ml/s)

有効長	造影剤	1000psi (6.9MPa)
110cm	イオバミドール 300	2.4
130cm		2.2
150cm		2.0

※試験条件：造影剤 37℃加温 装置：ソーンマスター SR (シーマン社)  
※造影剤の粘度、他諸条件の変動により、実験値を下回る場合があります。

### [規格・仕様]

#### エストリーム 1.7VA

カタログ番号	先端形状	カテーテル外径 先端チップ部 / 先端部 / 手元部	マーカー数	有効長	推奨適合 ガイドワイヤー径	適合親カテーテル 内径	JANコード
TR2717S110	ストレート	0.58mm / 0.65mm / 0.92mm (1.7Fr / 1.9Fr / 2.7Fr)	1	110cm	0.46mm (0.018inch) 以下	1.05mm (0.041inch) 以上	4580150690895
TR2717S130				130cm			4580150690901
TR2717S150				150cm			4580150690918
TR2717S110A45	アングル			110cm			4580150690925
TR2717S130A45				130cm			4580150690932
TR2717S150A45				150cm			4580150690949
TR2417S110	ストレート	0.58mm / 0.65mm / 0.78mm (1.7Fr / 1.9Fr / 2.4Fr)	1	110cm	0.46mm (0.018inch) 以下	0.84mm (0.033inch) 以上	4580150690833
TR2417S130				130cm		4580150690840	
TR2417S150				150cm		4580150690857	

\*最大注入圧 1,000psi (6.9MPa)

承認番号：21600BZZ00598A01  
販売名：マイクロカテーテル

#### エストリーム 1.7VA 2マークス

カタログ番号	先端形状	カテーテル外径 先端チップ部 / 先端部 / 手元部	マーカー数	有効長	推奨適合 ガイドワイヤー径	適合親カテーテル 内径	JANコード
TR2717W110	ストレート	0.58mm / 0.65mm / 0.92mm (1.7Fr / 1.9Fr / 2.7Fr)	2	110cm	0.46mm (0.018inch) 以下	1.05mm (0.041inch) 以上	4580150691014
TR2717W130				130cm			4580150691021
TR2717W150				150cm			4580150691038

\*最大注入圧 1,000psi (6.9MPa)

承認番号：21600BZZ00598A01  
販売名：マイクロカテーテル

\*予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

販売元

**東レ・メディカル株式会社**

札幌 〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)  
仙台 〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷川1-5-3  
東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル)  
名古屋 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173  
大阪 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)  
広島 〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)  
福岡 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル)

TEL(011)251-2233  
TEL(022)772-5773  
TEL(03)5835-2761  
TEL(0568)21-5600  
TEL(06)6253-7008  
TEL(082)544-2761  
TEL(092)477-3016

代理店

製造販売業者

**株式会社ユー・ティー・エム**

〒440-0858 愛知県名古屋市中区天字3丁目901番地