


**'TORAY'**

Innovation by Chemistry

# Lstream 2marks

micro catheter  
エストリーム 2marks



# Estream 2marks

micro catheter  
エストリーム 2marks

## 『2マーカースシリーズ』登場

### デタッチャブルコイルの使用時に対応

#### 先端外径2.0Fr 末梢血管への追従性を重視


カタログ番号	先端形状	カテーテル外径 先端/手元	有効長	推奨適合 GW径	先端 柔軟長	適合親カテーテル 内径	JANコード
TRDM2720S120	ストレート	0.67/0.90mm (2.0/2.7Fr)	120cm	0.40mm (0.016inch)	55cm	0.97mm (0.042inch)	4580150690468
TRDM2720S150			150cm				4580150690475

#### マーカース視認性、コイル使用時の安定感を重視

カタログ番号	先端形状	カテーテル外径 先端/手元	有効長	推奨適合 GW径	先端 柔軟長	適合親カテーテル 内径	JANコード
TRDM2923M120	ストレート	0.77/0.97mm (2.3/2.9Fr)	120cm	0.46mm (0.018inch)	55cm	0.97mm (0.042inch)	4580150690482
TRDM2923M150			150cm				4580150690499

#### 3Frシステム対応用

カタログ番号	先端形状	カテーテル外径 先端/手元	有効長	推奨適合 GW径	先端 柔軟長	適合親カテーテル 内径	JANコード
TRDM2420S120	ストレート	0.67/0.80mm (2.0/2.4Fr)	120cm	0.40mm (0.016inch)	55cm	0.97mm (0.042inch)	4580150690505
TRDM2420S150			150cm				4580150690512



最大注入圧 6895kPa (1000psi)

※耐圧は開放圧です。また高流量で造影剤を注入すると、血管損傷をきたす可能性があります。  
またカテーテルがキンク、捻れている状態で、造影剤や薬剤は注入しないでください。

医療機器承認番号：21600BZZ00598A01  
販売名：マイクロカテーテル

[発売元]

**東レ・メディカル株式会社**

札幌：〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル) TEL.(011)251-2233  
仙台：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL.(022)772-5773  
東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL.(03)5835-2761  
名古屋：〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-1-73 TEL.(0568)21-5600  
大阪：〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL.(06)6253-7008  
広島：〒731-0124 広島市安佐南区大町東4-12-1(グリーンコート毘沙門) TEL.(082)831-1182  
九州：〒838-0138 福岡県小郡市寺福重30-1 TEL.(0942)73-3900

[製造販売元]

**株式会社ユー・ティー・エム**

〒440-0858 愛知県豊橋市つつしが丘2丁目16-3