

プローブタイプ	リニア		コンベックス	
カタログ番号	SC0H05-EL075		SC0H05-EC035	
サイズ(長さ×幅×厚さ)	約152×47×27mm		約161×71×27mm	
質量	約150g		約183g	
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー*1*1 新品のバッテリー、常温、デフォルト設定、バッテリーフル充電状態の場合			
バッテリー駆動時間	3時間以上			
充電方式	ワイヤレス充電(Qi)			
通信方式	wifi(無線:IEEE802.11a/b/g/n)			
走査範囲	幅:約34mm×深さ:約80mm		幅:約54mm×深さ:約180mm	
製品構成	プローブ、インストールマニュアル、クイックスタートマニュアル			
JAN	4580337439019		4580337439026	
製品写真				

併用機器	推奨PC端末、プローブ用充電器、無線LANアダプタ 専用アプリケーション(Windows用)はダウンロード形態で提供します。 詳細は https://viewphii.com/download64/ ご参照下さい。		
	推奨PC端末(汎用の情報端末)の必須要件		
	OS : Windows10/11 CPU : Core i5以上 メモリ: 8GB以上	ストレージ : 128GB以上 通信機能 : IEEE802.11a/b/g/n エミッション規格: CISPR32適合相当	安全性: IEC60950-1適合相当 管理者権限での使用

オプション	PWD(パルスウェイブドラ)	DICOM Storage ※他社で発生する費用は含まれておりません
カタログ番号	SC0H05-PD	SC0H05-DC
JAN	4580337439033	—

保証プラン	詳細につきましては、別紙をご参照下さい。
-------	----------------------

・専用アプリケーション(Windows用)はダウンロード形態で提供します。 ・ご使用の際は電子添文および取扱説明書を必ずお読みください。
※スマートエコーは超音波診断装置VP-US Advancedの販売呼称です。

▶ 製造販売元 株式会社アスター電機

〒224-0029 神奈川県横浜市都筑区南山田3-6-40

▶ 販 売 元 東レ・メディカル株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-4-1
<https://www.toray-medical.com/>

札 幌：〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌第2ビル) TEL：011-251-2233
仙 台：〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL：022-772-5771
東 京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL：03-5835-2750
名古屋：〒481-0031 北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL：0568-21-5200
大 阪：〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL：06-6253-7019
中四国：〒730-0021 広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル) TEL：082-544-2720
九 州：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル) TEL：092-477-3011

本書に記載の製品および製品仕様は、改良などのために予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
スマートエコー® は東レ・メディカル株式会社の登録商標です。*viewphii*は株式会社ソシオネクストの登録商標です。また、本資料に記載されている社名および製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

東レ・メディカル株式会社

いつでも、
どこでも。

スマートエコー® ゼータ Z



一般的名称：汎用超音波画像診断装置
販 売 名：超音波診断装置 VP-US Advanced
認 証 番 号：305ACBZX00002000
種 別：管理医療機器、特定保守管理医療機器