

リタッチャブル型ディスプレイザブル・セミオート生検針

# 生検針

FINE CORE<sup>®</sup>  
ファイン コア



Mタイプ

リタッチャブル型ディスプレイブル・セミオート生検針

# 生検針 FINE CORE<sup>®</sup>

ファイン コア



カニューラの取りはずしが可能!! カニューラだけを本体に留置できます。

- カニューラがガイド針の役割をします。検体採取確認後、部位を逃さず、再度生検が行えます。
- CT下での使用が可能です。CTドーム内で生検針本体が邪魔になりません。

2段階のスペシメンノッチ方式

プランジャーの引き具合によって、ストロークを 10mm と 20mm の 2 段階に調節できます。

特殊エコーマーカー

先端部に当社独自のエコーマーカー（ディンプル方式）を採用、超音波下での生検が容易です。

シャープな検体採取

変形や崩れの少ないシャープな検体採取が可能です。

深度マーカー表示

1cm ごとの深度目盛りと移動式ストッパーにより正確な刺入が可能です。

軽量でコンパクト

軽くてコンパクトな設計ですので、片手での操作が可能です。



## 規格・仕様

カタログNo.	規格(カニューラ)	ISOカラーコード
01 02 14 100 J	14G × 100mm	ペイルグリーン
01 02 14 150 J	14G × 150mm	
01 02 14 200 J	14G × 200mm	
01 02 16 100 J	16G × 100mm	ホワイト
01 02 16 150 J	16G × 150mm	
01 02 16 200 J	16G × 200mm	
01 02 18 100 J	18G × 100mm	ピンク
01 02 18 150 J	18G × 150mm	
01 02 18 200 J	18G × 200mm	
01 02 20 100 J	20G × 100mm	イエロー
01 02 20 150 J	20G × 150mm	
01 02 20 200 J	20G × 200mm	
01 02 21 100 J	21G × 100mm	グリーン
01 02 21 150 J	21G × 150mm	
01 01 20 055 J	20G × 55mm*	イエロー

\*Mタイプ

包装形態 5本/ケース

\*予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。\*規格・仕様一覧に掲載のない製品についてはお問い合わせください。

販売元

代理店

**TORAY** 東レ・メディカル株式会社

札幌 〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル) TEL(011)251-2233  
仙台 〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷川1-5-3 TEL(022)772-5773  
東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL(03)5835-2761  
名古屋 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL(0568)21-5600  
大阪 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL(06)6253-7008  
広島 〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル) TEL(082)544-2761  
福岡 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル) TEL(092)477-3016

製造販売元  
ドクタージャパン株式会社  
埼玉県行田市長野4-15-1