

ケムフォート製品一覧

	タイプ名		カタログNo	入数
調製	バイアルアダプタ20mm(13mmコンバータ付)		MG978848	50
	バイアルアダプタ28mm		MG978866	20
	バイアルアダプタ32mm		MG978869	25
	バッグアダプタJ		MG978090	35
調製 + 投与	シリンジアダプタ		MG978867	50
	シリンジアダプタロック		MG978800	50
	バッグアダプタSP		MG978851	40
	バッグアダプタCP		MG978852	50
	バッグアダプタCP-J		MG978180	70
	ルアーロックアダプタ		MG978850	100
	バッグアダプタLL		MG978849	50
	IVセーフティセット		MG978865	50
投与	クローズドアダプタSP		MG978854	50
	クローズドセカンダリIVセット		MG978855	70
	クローズドYラインセット		MG978853	70

G020 無菌製剤処理料
1 無菌製剤処理料1(悪性腫瘍に対して用いる薬剤が注射される一部の患者)
イ 閉鎖式接続器具を使用した場合180点/日
ロ イ以外の場合45点/日

管理医療機器(クラスII)	
販売名	ケムフォート
一般的名称	閉鎖式薬剤移注システム
医療機器認証番号	30500BZX00222000

COPYRIGHT©2024 Toray Medical Company Limited [CF-2405-V2]

〔製造販売元〕 **‘TORAY’** 東レ・メディカル株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2丁目4番1号
札幌：〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル) TEL.(011)251-2233
仙台：〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈1-5-3 TEL.(022)772-5773
東京：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル) TEL.(03)5835-2762
名古屋：〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL.(0568)21-5600
大阪：〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル) TEL.(06)6253-7002
広島：〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル) TEL.(082)544-2761
九州：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル) TEL.(092)477-3016

代理店

‘TORAY’
東レ・メディカル株式会社

閉鎖式薬剤移注システム

ケムフォート®

あなたを守る

シンプル操作とクリック感

曝露対策をアップデート



 SIMPLIVIA

医療従事者の抗がん剤曝露を防ぎ、 職業安全性向上に貢献する ケムフォート®

1 シンプル操作

4つの製品で多くの調製作業を
カバーできます。



2 クリック感

ケムフォート同士を接続する際は
「カチッ」というクリック音により
安全にロック(接続)されたことが確認できます。



3 曝露対策

バイアルアダプタ内部に活性炭メンブレンと0.2 μ mメンブレンの**ダブルメンブレン構造**
「Toxi-Guard®」システムを配置。「Toxi-Guard®」による**エアクリーニングシステム**により、
ハザードドラッグの蒸気、エアロゾル、薬液の漏出を防ぎつつ、内部をクリーンに保ちます。



活性炭メンブレン
揮発した薬剤を吸着
します

0.2 μ mメンブレン

入ってくる空気を無菌的に保ち、
蒸気や液体の漏れを防止します



調製



バイアルアダプタ
20mm
(13mmコンバータ付)

口径20mmバイアル用のアダプタ
です。コンバータを用いて口径
13mmにも接続できます。



バイアルアダプタ
28mm

口径28mmバイアル用の
アダプタです。



バイアルアダプタ
32mm

口径32mmバイアル用の
アダプタです。



バッグアダプタJ

生食バッグ等に差込み、シリンジ
アダプタを接続して薬液の調製・
移送を行います。

調製 + 投与



シリンジアダプタ

ルアーロックシリンジと互換性
があります。他タイプとの接続
時、クリック音があります。



シリンジアダプタロック

シリンジと一度接続すると
外れない安心機構付きです。



バッグアダプタSP

輸液バッグ等に差込み、シリンジア
ダプタを接続して薬液の調製・移送を行
います。スパイクポートに輸液セット
を接続可能です。



バッグアダプタCP

輸液バッグ等に差込み、
シリンジアダプタを接続
して使用します。



バッグアダプタCP-J

輸液バッグ等に差込み、
シリンジアダプタを接続
して使用します。



ルアーロックアダプタ

ルアーロック接続ポイントを
ケムフォート接続ポイントに
変換できます。



バッグアダプタL

輸液バッグ等に差込み、シリンジ
アダプタを接続して薬液の調製・
移送を行います。輸液セットのメス
コネクタに接続できます。



IVセーフティセット

輸液バッグ等に差込み、シリンジ
アダプタを接続して薬液の調製・
移送を行います。輸液セットのメス
コネクタに接続できます。

投与



クローズドアダプタSP

シリンジアダプタにスパイクポートが
付いたタイプです。スパイクポートに
輸液セットを接続可能です。



クローズドセカンダリIVセット

シリンジアダプタが付いたタイプです。
輸液セットのメスコネクタに接続でき
ます。



クローズドYラインセット

スパイクまたはシリンジアダプタが付
いた2つのラインを有します。スパイク
ポートに輸液セットを接続可能です。