

4日間、5日間のFP療法を在宅で

加圧式医薬品注入器

**トレフューザー<sup>®</sup> FP**

（化学療法専用）



東レ・メディカル株式会社

ボトル本体は、横向きでも縦向きでも  
携帯可能なポンプです。

#### 各部名称

- ① 薬液注入部
- ② ボトル本体
- ③ チューブ
- ④ エアVENTフィルター
- ⑤ 流量制御チューブ
- ⑥ スライドクレンメ



#### 4日間、5日間兼用

充填量\*に応じて4日間、5日間のFP療法に対応できるため、幅広い患者様の治療にご使用ができます。

\*ご使用の際は流量換算表をご確認の上、充填してください。

#### PVCフリーを実現

薬品耐性に優れております。

#### 0.2 $\mu$ m輸液フィルターを組み込んでおります

気泡・細菌・異物を除去いたします。

#### 液漏れ防止機構

万一バルーンが破損しても、ボトルから薬液が漏れない構造となっています。

#### シリコーン製バルーン

気体透過性を有する安定性の高いシリコーン製です。

#### 雪の結晶を模した独自の流量制御チューブの採用

流用制御部を患者様の皮膚に貼り付ける必要はありません。

#### 仕様

| カタログ No.  | 時間     | 容量          | 入数   |
|-----------|--------|-------------|------|
| FUC250-FP | 4～5日間用 | 150mL～250mL | 5セット |

#### 専用ボトルケース

| カタログ No. | 規格          | 入数     |
|----------|-------------|--------|
| FUZ-PN   | FUC250-FP 用 | 10 セット |

#### 高度管理医療機器

一般名称: 加圧式医薬品注入器 医療機器承認番号: 20600BZZ01302000

販売名: ベセルフューザー 愛称: トレフューザー

特定保険医療材料請求名: 019携帯型ディスプレイバル注入ポンプ(1)化学療法用

\* 予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

COPYRIGHT © 2024 Toray Medical Company Limited

販売元

**TORAY** 東レ・メディカル株式会社

#### 医療用具事業部門

札幌 〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5-2 (札幌泉第2ビル)  
仙台 〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈1-5-3  
東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 (龍角散ビル)  
名古屋 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173  
大阪 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15 (ヨドコウ第2ビル)  
広島 〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21 (朝日生命広島胡町ビル)  
福岡 〒838-0138 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21 (エフビル)

TEL(011)251-2233  
TEL(022)772-5773  
TEL(03)5835-2760  
TEL(0568)21-5600  
TEL(06)6253-7002  
TEL(082)544-2761  
TEL(092)477-3016

製造販売元

**AuBEX** オーベクス株式会社  
東京都墨田区両国4-31-11 ヒューリック両国ビル

代理店