



新デフレクタブル・ガイディングシース

- 細径化・ダイレータとの段差低減による挿入性向上及び低侵襲化
- 耐キンク性アップ
- 止血弁改良

製品情報

製品名	構成品	カタログ番号	入り数	JANコード	その他
東レDGシース	シース: 湾曲部直径 37mm 有効長 690mm ダイレータ: 有効長 837mm 穿刺用ダイレータ: 有効長700mm	GSST-16A	1式/箱	4960685272016	販売名: 東レDGシース 承認番号: 30300BZX00009000 一般的名称: 心臓用カテーテルイントロデューサーキット クラス分類: 高度管理医療機器(クラスIV) 特定保険医療材料区分: 001 血管造影用シースイントロデューサーセット (5) 遠位端可動型