


TORAY

Innovation by Chemistry

Valvewire NS



Valvewire NS

The Guidewire for transcatheter valve therapy

内芯ニッケルチタンと
外装ステンレススチールの
2重構造

安全性の向上

拍動性
金属疲労への
対応

高い
耐キンク性能を
実現

性能

サポート
ワイヤーとしての
剛性を確保

カタログ番号	外径	全長	シャフト硬度	先端形状
VS-3226S	0.032inch	260cm	Stiff	ストレート
VS-3226SS			Super Stiff	
VS-3526S	Stiff			
VS-3526SS	Super Stiff			

*先端銀色部分の約5cm形状付与可能

承認番号:22800BZX00196000

販売名:バルブワイヤー

[製造販売元]

東レ・メディカル株式会社

東京都中央区日本橋本町2-4-1

医療用具事業部門 CV営業室

東京：101-0031 東京都中央区東神田2-5-12龍角散ビル5F
大阪：541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15 ヨドコウ第2ビル
九州：838-0138 福岡県小郡市寺福童30-1

[製造元]

株式会社 SKKテクノロジー

千葉県習志野市東習志野7-5-1

TEL:03-5835-2761
TEL:06-6253-7008
TEL:0942-73-3903