


医療機器承認番号：21100BZY00391000

# スプリングガイドワイヤー



## SPRING GUIDE WIRE

**'TORAY'**


東レ・メディカル株式会社

# PTFEをプレコーティングすることにより、 しなやかな滑り特性と優れた操作性を実現しました。

## 特 長

- PTFEコーティングしたワイヤーをスプリング加工したガイドワイヤーです。
- コーティングのムラがなく表面が滑らかなので、血管内やカテーテル内の操作が容易にできます。
- ガイドワイヤーの先端部は、柔軟なステンレス素材スパイラル構造になっていますので、滑らかに操作できます。
- 柔軟なテーパ状コア・ワイヤーにより、先端部の柔軟性が確保されています。
- Jタイプは優れた復元性と柔軟性を実現します。

## PTFEコーティング



プレコートタイプ  
(当該品)



スプレーコートタイプ  
(当社従来品)

## 規格表

カタログNo.	規 格		
	外 径	形 状	長 さ
GW32-15J20	0.81mm (0.032")	1.5mmJ	2000mm
GW32-3J15	0.81mm (0.032")	3mmJ	1500mm
GW32-3J20	0.81mm (0.032")	3mmJ	2000mm
GW35-15J20	0.89mm (0.035")	1.5mmJ	2000mm
GW35-3J15S	0.89mm (0.035")	3mmJ	1500mm
GW35-3J18	0.89mm (0.035")	3mmJ	1800mm
GW35-3J20	0.89mm (0.035")	3mmJ	2000mm
GW35-3J22	0.89mm (0.035")	3mmJ	2200mm
GW35-3J26	0.89mm (0.035")	3mmJ	2600mm
GW38-3J15S	0.97mm (0.038")	3mmJ	1500mm

- EOG滅菌済 包装5本入/1ケース
- 上記規格表に記載されていないサイズについては、お問い合わせ下さい。

医療機器承認番号：21100BZY00391000  
 高度管理医療機器（クラスⅣ）  
 心臓・中心循環系カテーテルガイドワイヤ  
 販 売 名：スプリングガイドワイヤー

## 使用上の注意

1. 本品は、1回限りの使用にして下さい。
2. 本品に何らかの異常がある時は、使用しないで下さい。
3. 包装が破損しているもの、あるいは開封されたものは使用しないで下さい。
4. 高温多湿を避け、室温で暗所に保管して下さい。
5. 使用する前に添付文書をよくお読み下さい。

製造販売元

**東レ・メディカル株式会社**

医療用具事業部門

札幌 〒060-0031 札幌市中央区北一条東2-5-2 (札幌泉第2ビル) TEL: (011) 251-2233  
 仙台 〒981-3121 仙台市泉上谷刈1-5-3 TEL: (022) 772-5773  
 東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12 (龍角散ビル) TEL: (03) 5835-2762  
 名古屋 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173 TEL: (0568) 21-5600  
 大阪 〒541-0059 大阪市中央区博労町4-2-15 (ヨドコウ第2ビル) TEL: (06) 6253-7003  
 福岡 〒838-0138 福岡県小郡市寺福重30-1 TEL: (0942) 73-3900