

MedAn ビデオ喉頭鏡



- 高解像度 16:9スクリーン
- 充電バッテリー式
- 電熱式曇り防止機能
- 静止画/動画撮影機能
- S状ブレード

本体仕様

ディスプレイ	3インチ(16:9)、カラー高解像度LCD 回転可能角度：前後135°、左90°、右180°
光源	高輝度LEDランプ
撮影方式	CMOS
曇り防止機能	電熱式
画像記録機能	静止画/動画の撮影保存可能(画面サイズ4:3) 内臓メモリ8GB、USBケーブルでパソコンにデータ転送可能
防水性	IPX4
時刻表示	ディスプレイ/静止画/動画に撮影時間表示、パソコンと時間の同期化可能
電源	リチウム充電バッテリー(フル充電で4時間連続使用可能) 応急時はモバイルバッテリーで充電可能(5V1A)
重量	200g
成人用外形寸法	200mm × 84mm × 110mm
小児用外形寸法	194mm × 84mm × 90mm

MedAnビデオ喉頭鏡本体

販売名	型式	入数
MedAnビデオ喉頭鏡(成人用)	E.An-IILP	1組
MedAnビデオ喉頭鏡(小児用)	E.An-IISP	1組

MedAnディスポーザブル・ブレード

* 本品はMedAnビデオ喉頭鏡専用です

販売名	型式	サイズ 長さ/幅 (mm)	対象患者 (体重kg)	対応本体 規格	入数
MedAnディスポーザブル・ブレード (成人用L)	ZH-LS	114/17	50~120	E.An-IILP	10本/箱
MedAnディスポーザブル・ブレード (成人用M)	ZH-MS	106/16	40~100		10本/箱
MedAnディスポーザブル・ブレード (小児用S)	ZH-SS	83/11	4~50	E.An-IISP	10本/箱
MedAnディスポーザブル・ブレード (小児用NS)	ZH-NS	78/9	1.5~5		10本/箱

* 上記の各長さ及び各幅の許容誤差=±2mm

販売名：MedAnビデオ喉頭鏡
 一般的名称：ビデオ硬性挿管用喉頭鏡
 クラス分類：Ⅱ(特定保守管理医療機器)
 認証番号：302AIBZX00019000

販売名：MedAnディスポーザブル・ブレード
 一般的名称：挿管用喉頭鏡
 クラス分類：Ⅰ(一般医療機器)
 届出番号：14B2X10004TR0012

製造販売元
 株式会社ニッセイエコ
 〒252-0821 神奈川県藤沢市用田475

販売元
 東レ・メディカル株式会社
 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号