

TORAY

Innovation by Chemistry

東レフィルトライザー[®]仕様一覧表

東レフィルトライザー[®]NF シリーズ

東レフィルトライザー[®]BG シリーズ

東レフィルトライザー[®]BK シリーズ

東レフィルトライザー®NF

品種	中空糸		血液側容量 (mL)	限外濾過率* (mL/hr/mmHg)	クリアランス(mL/min)**			
	有効膜面積 (m ²)	有効長 (mm)			尿素	クレアチニン	リン酸	ビタミンB ₁₂
NF-1.0HS	1.0	195	64	34	173	151	141	90
NF-1.3HS	1.3		83	41	184	166	157	106
NF-1.6HS	1.6		103	48	190	176	168	120
NF-1.8HS	1.8		118	52	193	181	174	127
NF-2.1HS	2.1		135	59	196	186	180	137
NF-1.0US	1.0	195	64	24	170	146	130	83
NF-1.3US	1.3		83	29	181	161	147	99
NF-1.6US	1.6		103	34	188	171	159	112
NF-1.8US	1.8		118	37	191	177	165	119
NF-2.1US	2.1		135	41	194	183	173	129

●機能区分:S型 ●中空糸型透析器 ●販売名:東レフィルトライザーNF ●高度管理医療機器 ●承認番号:23000BZX00241000

東レフィルトライザー®BG

品種	中空糸		血液側容量 (mL)	限外濾過率* (mL/hr/mmHg)	クリアランス(mL/min)**			
	有効膜面積 (m ²)	有効長 (mm)			尿素	クレアチニン	リン酸	ビタミンB ₁₂
BG-1.0PQS	1.0	195	64	31	172	150	135	86
BG-1.3PQS	1.3		83	38	183	164	151	102
BG-1.6PQS	1.6		103	44	190	175	163	115
BG-1.8PQS	1.8		118	49	192	180	169	123
BG-2.1PQS	2.1		135	55	195	185	176	133

●機能区分:S型 ●中空糸型透析器 ●販売名:東レフィルトライザーBG ●高度管理医療機器 ●承認番号:22900BZX00383000

東レフィルトライザー®BK

品種	中空糸		血液側容量 (mL)	限外濾過率* (mL/hr/mmHg)	クリアランス(mL/min)**			
	有効膜面積 (m ²)	有効長 (mm)			尿素	クレアチニン	リン酸	ビタミンB ₁₂
BK-1.0US	1.0	195	64	23	163	138	124	73
BK-1.3US	1.3		83	27	175	153	141	87
BK-1.6US	1.6		103	31	184	165	153	100

●機能区分:S型 ●中空糸型透析器 ●販売名:東レフィルトライザーBK ●高度管理医療機器 ●承認番号:22900BZX00382000

●中空糸材質:ポリメチルメタクリレート(PMMA)、●ケース材質:ポリスチレン

●中空糸内径:200μm、中空糸膜厚:30μm、●滅菌方法:ガンマ線滅菌、●最高使用圧力:66kPa(500mmHg)

*限外濾過率測定方法:牛血in vitro、Ht32±3%、TP6.0±0.5g/dL、Q_B=200±4mL/min、37±1°C、TMP=6.7kPa(50mmHg)の測定値より算出(JIS T 3250:2013に準拠)

*クリアランス測定方法:in vitro、Q_B=200±4mL/min、Q_D=500±10mL/min、Q_F=10±2mL/min、37±1°C(JIS T 3250:2013に準拠)、

水系クリアランスであり、臨床では使用条件の違いにより異なります。

●ご使用に際しては、添付文書をよくお読みください。

※フィルトライザーは東レ(株)の登録商標です。

販売業者

東レ・メディカル株式会社 <http://www.toray-medical.com/>

東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 日本橋本町東急ビル 〒103-0023

東京支店 東京都千代田区東神田二丁目5番12号 龍角散ビル 〒101-0031

大阪支店 大阪府大阪市中央区博労町四丁目2番15号 ヨドコウ第2ビル 〒541-0059

東北支店 宮城県仙台市泉区上谷刈一丁目5番3号 〒981-3121

名古屋支店 愛知県北名古屋市弥勒寺東四丁目173番 〒481-0031

中四国支店 広島県広島市中区胡町4番21号 朝日生命広島胡町ビル 〒730-0021

九州支店 福岡県福岡市博多区博多駅東三丁目13番21号 エフビル 〒812-0013

TEL.(03)5835-2751

TEL.(06)6253-7001

TEL.(022)772-5772

TEL.(0568)21-5200

TEL.(082)544-2731

TEL.(092)477-3012

製造販売業者

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 〒103-8666



FL (2019.07)