

RUSCH 気管チューブ

型式名: Super Safety Clear 気管チューブ

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	入数
112482-60R	6.0mm	8.0mm	10本/ケース
112482-65R	6.5mm	8.7mm	
112482-70R	7.0mm	9.3mm	
112482-75R	7.5mm	10.0mm	
112482-80R	8.0mm	10.7mm	
112482-85R	8.5mm	11.3mm	
112482-90R	9.0mm	12.0mm	



型式名: ENDOSOFT 気管チューブ

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	入数
672482-50R	5.0mm	6.7mm	10本/ケース
672482-55R	5.5mm	7.3mm	
672482-60R	6.0mm	8.0mm	
672482-65R	6.5mm	8.7mm	
672482-70R	7.0mm	9.3mm	
672482-75R	7.5mm	10.0mm	
672482-80R	8.0mm	10.7mm	
672482-85R	8.5mm	11.3mm	
672482-90R	9.0mm	12.0mm	




型式名: Safety Clear 気管チューブ (カフなし)

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	入数
100382-35R	3.5mm	4.7mm	10本/ケース
100382-40R	4.0mm	5.3mm	
100382-45R	4.5mm	6.0mm	
100382-50R	5.0mm	6.7mm	
100382-55R	5.5mm	7.3mm	



販売名: RUSCH 気管チューブ
 認証番号: 221AIBZX00033000
 製造販売元: テレフレックスメディカルジャパン株式会社



》》 RUSCH 気管チューブ

型式名: AGT経口用 気管チューブ

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	入数
111780-60R	6.0mm	8.0mm	10本/ケース
111780-65R	6.5mm	8.7mm	
111780-70R	7.0mm	9.3mm	
111780-75R	7.5mm	10.0mm	
111780-80R	8.0mm	10.7mm	
111780-85R	8.5mm	11.3mm	
111780-90R	9.0mm	12.0mm	



型式名: AGT経鼻用 気管チューブ

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	入数
111781-60R	6.0mm	8.0mm	10本/ケース
111781-65R	6.5mm	8.7mm	
111781-70R	7.0mm	9.3mm	
111781-75R	7.5mm	10.0mm	
111781-80R	8.0mm	10.7mm	



販売名: RUSCH 気管チューブ
 認証番号: 221AIBZX00033000
 製造販売元: テレフレックスメディカルジャパン株式会社