



RUSCH マーフィスパイラル気管チューブ

特徴

- ・内径5.0mm～9.0mmの製品にはスタイレットが付いています。
- ・チューブ先端はフード加工により、挿管時の侵襲を抑える設計です。

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	スタイレット	ショートタイプ	全長	入数
104202-35R	3.5mm	5.8mm	-	-	229mm	5本/ケース
104202-40R	4.0mm	6.3mm	-	-	237mm	
104202-45R	4.5mm	6.8mm	-	-	259mm	
104202-50SR	5.0mm	7.3mm	-	-	321mm	
104202-55SR	5.5mm	7.8mm	-	-	322mm	
104202-60SR	6.0mm	8.4mm	-	-	329mm	
104202-65SR	6.5mm	9.0mm	-	-	334mm	
104202-70SR	7.0mm	9.6mm	-	-	352mm	
104202-70STR	7.0mm	9.6mm	-	-	325mm	
104202-75SR	7.5mm	10.2mm	-	-	356mm	
104202-75STR	7.5mm	10.2mm	-	-	325mm	
104202-80SR	8.0mm	10.8mm	-	-	364mm	
104202-80STR	8.0mm	10.8mm	-	-	325mm	
104202-85SR	8.5mm	11.3mm	-	-	388mm	
104202-90SR	9.0mm	11.9mm	-	-	398mm	
104202-95R	9.5mm	12.4mm	-	-	399mm	

Sはスタイレット付き、STはスタイレット付きショートタイプ
全長は15mmコネクタを除いたチューブ長となります。



5本/ケース

RUSCH ストレートスパイラル気管チューブ

製品一覧

カタログNo.	内径	外径	全長	入数
104004-60R	6.0mm	8.8mm	313.5mm	2本/ケース
104004-65R	6.5mm	9.3mm	313.5mm	
104004-70R	7.0mm	9.8mm	314.0mm	
104004-75R	7.5mm	10.3mm	314.0mm	
104004-80R	8.0mm	10.8mm	314.0mm	
104004-85R	8.5mm	11.3mm	354.0mm	

全長は15mmコネクタを除いたチューブ長となります。



販売名: RUSCH スパイラル気管チューブ
認証番号: 223AIBZX00052000
製造販売元: テレフレックスメディカルジャパン株式会社