

➤➤ **RUSCH トラキオパート**

付属品

・L字コネクター2本




・Yコネクター



・ネックバンド



・サクシヨンカテーテル2本



左気管支用

製品一覧

カタログNo.	サイズ	気管支ルーメン I.D. mm	ダブルルーメン O.D. mm	適合ファイバー O.D. mm	h1	h2	D1	D2	全長 mm	入数
116400-75R	39Fr.	4.76	13.9	4.5以下	40 ± 2	20 ± 1	26	18	180	1セット
116400-85R	39Fr.	4.76	13.9	4.5以下	40 ± 2	20 ± 1	31 ± 4.6	18	190	1セット
116400-95R	39Fr.	4.76	13.9	4.5以下	40 ± 2	20 ± 1	31 ± 4.6	18	200	1セット

販売名: RUSCH トラキオパート
承認番号: 22100BZX00012000
製造販売元: テレフレックスメディカルジャパン株式会社