

販売名：エコサーム  
一般的名称：単回使用人工鼻フィルタ  
医療機器認証番号：230AKBZX00029000

販売名：ヒュミトラック  
一般的名称：気管切開患者用人工鼻  
医療機器認証番号：230AKBZX00028000

コンパクトで高い加湿を実現。

東レ・メディカル 人工鼻シリーズ

エコサーム / ヒュミトラック



東レ・メディカル株式会社

軽量かつ  
コンパクト一回換気量の適応範囲が広く  
汎用性が高い死腔量が  
少ない

## [ 規格・仕様 ] 人工鼻用フィルタ / 気管切開患者用人工鼻



	人工鼻用フィルタ エコサーム	人工鼻用フィルタ エコサーム	人工鼻用フィルタ エコサーム	気管切開患者用人工鼻 ヒュミトラック
製品番号	9064/711	9065/710	4333/711	9500/710
タイプ	スモール	スモールアングル	スタンダード	T型 紙エレメント
細菌除去率 [%]	99.999	99.999	99.999	
ウィルス除去率 [%]	99.999	99.999	99.999	
流量抵抗 [Pa]	118 [15L/min]	124 [15L/min]	96 [30L/min]	50 [30L/min]
	270 [30L/min]	269 [30L/min]	224 [60L/min]	114 [60L/min]
	666 [60L/min]	650 [60L/min]	398 [90L/min]	201 [90L/min]
一回換気量 [mL]	120 ~ 1500	120 ~ 1500	150 ~ 1500	> 25
有効ろ過面積 [cm <sup>2</sup> ]	13.0	13.0	27.3	
死腔量 [mL]	35	37	47	14
接続部	22M/15F, 22F/15M	22M/15F, 22F/15M	22M/15F, 22F/15M	15F
重量 [g]	19.6	20.6	27	3.5
寸法 [mm]	81.4 × 48.1	91.3 × 48.1	77.0 × 68.5	38.5 × 28.5
水分損失 Vt(ml) [mg/L]	11.7 [500]	12.2 [500]	8.4 [500]	15.2 [500]
水分出力 Vt(ml) [mg/L]	30.1 [500]	29.4 [500]	34.0 [599]	25.9 [500]
滅菌	EOG 滅菌	EOG 滅菌	EOG 滅菌	EOG 滅菌
包装単位	50/箱	50/箱	50/箱	50/箱



詳しくはホームページをご覧ください。

\* 予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。

販売元

東レ・メディカル株式会社

医療用具事業部門

札幌 〒060-0031 北海道札幌市中央区北一条東2-5-2(札幌泉第2ビル)  
 仙台 〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈1-5-3  
 東京 〒101-0031 東京都千代田区東神田2-5-12(龍角散ビル)  
 名古屋 〒481-0031 愛知県北名古屋市弥勒寺東4-173  
 大阪 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15(ヨドコウ第2ビル)  
 広島 〒730-0021 広島県広島市中区胡町4-21(朝日生命広島胡町ビル)  
 福岡 〒838-0138 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-21(エフビル)

TEL(011)251-2233  
 TEL(022)772-5773  
 TEL(03)5835-2761  
 TEL(0568)21-5600  
 TEL(06)6253-7008  
 TEL(082)544-2761  
 TEL(092)477-3016

製造販売元

GVSジャパン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-10-12 KKDビル4階