

セット品

輸液施行時のセッティングが素早く行えらると同時に、接続操作による細菌混入などのリスクを最小限に抑えます。

※掲載品以外にも種々のセットをそろえておりますので、詳しくは、弊社担当者にお問い合わせ下さい。



カタログNo.	品名	規格	ケース入数
TI-B0301	輸液フィルター T1型	金属針、60滴/mL、Y管1ヶ ■セット品の例 (単位: mm) 金属針 50 小児用 900 500 Y混注管 400	10×5 BOX (50/ケース) (全長 約2100)
TI-C0103	〃	プラスチック針、15滴/mL プラスチック針 125 成人用 1000 200	〃 (全長 約1600)
TI-C0703	〃	プラスチック針、15滴/mL、Y管1ヶ、三方活栓1ヶ プラスチック針 125 成人用 850 三方活栓(3バー、青) 150 100 Y混注管 200	〃 (全長 約1700)
TI-C1101	〃	プラスチック針、15滴/mL、Y管1ヶ、三方活栓1ヶ プラスチック針 100 成人用 950 三方活栓(1バー、白) 350 400 Y混注管 450	〃 (全長 約2500)
TI-C1304	〃	プラスチック針、15滴/mL、Y管2ヶ プラスチック針 125 吊りベルト 成人用 700 300 Y混注管 300 Y混注管 500	〃 (全長 約2200)
TI-C1501	〃	プラスチック針、15滴/mL、三方活栓2ヶ プラスチック針 100 成人用 400 三方活栓(1バー、白) 200 100 三方活栓(1バー、白) 200	〃 (全長 約1300)
TI-C1505	〃	プラスチック針、15滴/mL、三方活栓2ヶ プラスチック針 100 成人用 900 三方活栓(1バー、白) 300 300 三方活栓(1バー、白) 400	〃 (全長 約2300)
TI-D0701	〃	プラスチック針、60滴/mL、Y管1ヶ、三方活栓1ヶ プラスチック針 125 小児用 1000 三方活栓(1バー、白) 200 100 Y混注管 600	〃 (全長 約2300)
TI-D1003	〃	プラスチック針、60滴/mL、Y管1ヶ、三方活栓1ヶ プラスチック針 125 小児用 950 100 Y混注管 200 三方活栓(1バー、白) 550	〃 (全長 約2220)
TI-D1104	〃	プラスチック針、60滴/mL、Y管1ヶ、三方活栓1ヶ プラスチック針 100 小児用 950 350 三方活栓(1バー、白) 400 Y混注管 450	〃 (全長 約2500)
TI-D1105	〃	プラスチック針、60滴/mL、Y管1ヶ、三方活栓1ヶ プラスチック針 80 小児用 800 500 三方活栓(1バー、白) 300 Y混注管 400	〃 (全長 約2360)
TI-D1501	〃	プラスチック針、60滴/mL、三方活栓2ヶ プラスチック針 100 小児用 900 三方活栓(1バー、白) 300 300 三方活栓(1バー、白) 400	〃 (全長 約2300)
TI-D4701	〃	プラスチック針、60滴/mL、Y管1ヶ、三方活栓3ヶ プラスチック針 120 小児用 1000 二連三方活栓(1バー、白) 200 350 三方活栓(1バー、白) 400 Y混注管 450	〃 (全長 約2850)
TI-E2401	〃	プラスチック針、15滴/mL、Y管1ヶ、三方活栓2ヶ プラスチック針 125 成人用 1900 Y混注管 100 100 二連三方活栓(1バー、白) 1000	〃 (全長 約3500)
TI-F1502	〃	プラスチック針、60滴/mL、三方活栓2ヶ プラスチック針 100 小児用 750 三方活栓(1バー、白) 100 450 三方活栓(1バー、白) 100	〃 (全長 約1800)
TI-F3801	〃	プラスチック針、60滴/mL、三方活栓3ヶ プラスチック針 50 小児用 800 三方活栓(1バー、白) 150 300 二連三方活栓(1バー、白) 500	〃 (全長 約2100)

※Y管は合成ゴムを使用しております。天然ゴムによるラテックスアレルギーをおしません。  
医療用具承認番号：21100BZZ00262 製造元/フォルテ グロウ メディカル株式会社